


Anticorps Polyclonal Anti-Rpl18 Pour Wb, Elisa - Q07020

Numéro d'article: CM0013068



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine RPL18 (protéine ribosomique 60S L18). Validé pour le Western blot et l'ELISA, réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la biogenèse des ribosomes, de la synthèse protéique et de l'anémie de Diamond-Blackfan.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-RPL18
Remarques/Alias	L18; eL18; DBA18; RPL18
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6141
ID de gène	6141
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-188 de la RPL18 humaine (NP_000970.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07020
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace