


Anticorps Polyclonal Anti-Rpl18A Pour Wb Et Elisa - Q02543

Numéro d'article: CM0023581



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine RPL18A (protéine ribosomique 60S L18a/eL20), validé pour Western blot et ELISA. Détecte les niveaux endogènes dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la biologie ribosomique et le contrôle de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL18A Rabbit pAb
Remarques / Alias	L18A; eL20; RPL18A
Espèce	Humain
Identifiant génique (Humain)	6142
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-176 de la RPL18A humaine (NP_000971.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02543
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac isotherme