


Anticorps Polyclonal Anti-Rpl19 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P84098

Numéro d'article: CM0023687



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine ribosomique 60S L19 humaine (RPL19). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études ribosomiques et de traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL19 Rabbit pAb
Remarques/Alias	L19; eL19; RPL19
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6143
GeneID	6143
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine RPL19 humaine (NP_000972.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P84098
Poids moléculaire protéique	23kDa
Expédition	Sac de glace