


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl21 - P46778

Numéro d'article: CM0017868



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-RPL21 a été validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Il reconnaît la RPL21 humaine, murine et de rat. Utile pour l'étude de la fonction ribosomique et de la synthèse protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL21 Rabbit pAb
Remarques / Alias	L21 ; eL21 ; HYPT12 ; RPL21
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6144
GeneID	6144
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 160 de la RPL21 humaine (NP_000973.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46778
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sachet de glace