

Anticorps Polyclonal Anti-Rpl23A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62750

Numéro d'article: CM0026133



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine ribosomique 60S L23a humaine (RPL23A), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les ribosomes et les études sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	RPL23A Rabbit pAb
Remarques / Alias	L23A; uL23; MDA20; RPL23A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6147
GeneID	6147
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-156 de la RPL23A humaine (NP_000975.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62750
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace