

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl24 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P83731

Numéro d'article: CM0015039



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine RPL24 humaine (protéine ribosomique L24). Validé pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la RPL24 humaine, de souris et de rat. Adapté pour la recherche sur la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL24 Rabbit pAb
Remarques/Alias	L24; eL24; HEL-S-310; RPL24
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	6152
GeneID	6152
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 38-157 de la RPL24 humaine (NP_000977.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P83731
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace