

Anticorps Monoclonal Anti-Rpl26 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P61254

Numéro d'article: CM0009618



Introduction

RPL26 Rabbit mAb est un anticorps monoclonal recombinant validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Il reconnaît la RPL26 (protéine ribosomique 60S L26) humaine, de souris et de rat, un composant central de la grande sous-unité ribosomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL26 Rabbit mAb
Remarques / Alias	L26 ; uL24 ; DBA11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6154
GeneID	6154
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-145 de la RPL26 humaine (NP_000978.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61254
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace