


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl26 (Rpl26/Ul24) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P61254

Numéro d'article: CM0022517



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible le RPL26 humain (protéine uL24 de la grande sous-unité ribosomique), validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Il présente une réaction croisée avec la souris et le rat, ce qui en fait un outil utile pour les études sur les ribosomes et la synthèse protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL26 Rabbit pAb
Remarques/alias	L26 ; uL24 ; DBA11 ; RPL26
Espèce	Humaine
ID du gène	6154
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-95 du RPL26 humain (NP_000978.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P61254
Poids moléculaire de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace