


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl27 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P61353

Numéro d'article: CM0013039



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine RPL27 humaine (protéine ribosomique 60S L27, eL27), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le traitement ribosomique et la synthèse protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL27 Rabbit pAb
Remarques / Alias	L27; eL27; DBA16; RPL27
Espèce	Humain
Identifiant génique (Humain)	6155
Identifiant génique	6155
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 136 de la protéine RPL27 humaine (NP_000979.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61353
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace