

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl3 Pour Wb, Elisa - P39023

Numéro d'article: CM0026292



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-RPL3 pour WB et ELISA. Reconnaît la protéine uL3 de la grande sous-unité ribosomique humaine et murine (RPL3, TARBP-B). Idéal pour les études sur l'assemblage des ribosomes et la traduction. P39023.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RPL3 Lapin pAb
Remarques/Alias	L3; uL3; ASC-1; TARBP-B; RPL3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6122
ID de Gène	6122
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de RPL3 humain (NP_000958.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P39023
Poids Protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace