

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl30 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62888

Numéro d'article: CM0017188



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine ribosomique humaine L30 (RPL30). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les études sur les ribosomes et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL30 Rabbit pAb
Remarques/Alias	L30 ; eL30 ; RPL30
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6156
GeneID	6156
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-115 de la protéine RPL30 humaine (NP_000980.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P62888
Poids moléculaire	13 kDa
Expédition	Sac réfrigérant