


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl31 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P62899

Numéro d'article: CM0020018



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le RPL31 humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la protéine ribosomique 60S L31 (14 kDa). Idéal pour les études sur les ribosomes et la traduction.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du Produit	pAc Lapin RPL31
Remarques/Alias	L31; eL31; RPL31
Espèce	Humain
GeneID	6160
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 5-105 du RPL31 humain (NP_000984.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62899
Poids de la Protéine	14kDa
Expédition	Sac de glace