


Anticorps Polyclonal Anti-Rpl32 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62910

Numéro d'article: CM0013836



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre RPL32 validé pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le RPL32 humain, murin et de rat. Idéal pour les études sur les protéines ribosomiques et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL32 Rabbit pAb
Remarques / Alias	L32; eL32; PP9932; RPL32
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6161
GenelD	6161
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-135 du RPL32 humain (NP_000985.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62910
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac isotherme