

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl34 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P49207

Numéro d'article: CM0021928



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine ribosomique humaine L34 (RPL34), conçu pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Détecte l'eL34 humain et murin (13 kDa). Idéal pour la recherche sur les ribosomes et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL34 Rabbit pAb
Remarques/Alias	L34; eL34; RPL34
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6164
GeneID	6164
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 117 de la RPL34 humaine (NP_000986.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P49207
Poids protéique	13kDa
Expédition	Sac de glace