


Anticorps Polyclonal Anti-Rpl35 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42766

Numéro d'article: CM0020162



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine ribosomique 60S L35 (RPL35) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les ribosomes et les études de synthèse protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL35 pAb de lapin
Remarques/Alias	L35; uL29; DBA19; RPL35
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	11224
GenelD	11224
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-120 de la RPL35 humaine (NP_009140.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42766
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac isothermique