

Anticorps Polyclonal Anti-Rpl36 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y3U8

Numéro d'article: CM0029544



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RPL36 pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte le RPL36 humain, souris, rat, une protéine ribosomique 60S eL36. Pour les études sur les ribosomes et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL36 Lapin pAb
Remarques/Alias	L36; eL36; RPL36
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25873
GeneID	25873
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-105 du RPL36 humain (NP_056229.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3U8
Poids moléculaire	12kDa
Expédition	Sac de glace