


Anticorps Polyclonal Anti-Rpl36A Pour Wb, Elisa - P83881

Numéro d'article: CM0016217



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine RPL36A (eL42, L44L). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient à l'analyse des protéines ribosomiques ainsi qu'aux recherches sur la croissance et la migration cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL36A Rabbit pAb
Remarques/Alias	L36A ; L44L ; MIG6 ; eL42 ; RPL44 ; RPL36A
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6173
ID du gène	6173
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 37-142 de la protéine humaine RPL36A (NP_066357.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P83881
Poids moléculaire de la protéine	12 kDa
Expédition	Pack de glace