

Anticorps Polyclonal Anti-Rpl36Al Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q969Q0

Numéro d'article: CM0017352

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine RPL36AL humaine (protéine ribosomique 60S L36a-like), adapté pour le western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur les protéines ribosomiques et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RPL36AL Lapin pAb
Remarques/Alias	RPL36A; RPL36AP42; RPL36A_18_1363; RPL36AL
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6166
GeneID	6166
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-106 de RPL36AL humaine (NP_000992.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q969Q0
Poids de la Protéine	12kDa
Expédition	Sac de glace