


Anticorps Polyclonal Anti-Rpl37 Pour Wb, Elisa - P61927

Numéro d'article: CM0019248



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant spécifiquement la protéine ribosomique humaine 60S L37 (RPL37), validé pour le Western blotting et l'ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur les ribosomes et la synthèse protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL37 Anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	L37; eL37; RPL37
Espèce	Humain
ID de gène	6167
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-97 de la RPL37 humaine (NP_000988.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61927
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace