


Anticorps Polyclonal Anti-Rpl38 Pour Wb, Elisa - P63173

Numéro d'article: CM0017150



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité spécifique à la protéine ribosomique L38 humaine (RPL38). Validé pour WB et ELISA, détecte une bande à 8kDa. Essentiel pour les études sur la structure du ribosome, la traduction et la synthèse des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL38 Rabbit pAb
Remarques/Alias	L38 ; eL38 ; RPL38
Espèce	Humain
Identifiant du gène	6169
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-70 de la RPL38 humaine (NP_000990.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P63173
Poids moléculaire de la protéine	8kDa
Expédition	Sac de glace