

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl39 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62891

Numéro d'article: CM0020427



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le RPL39 humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détection spécifique de la protéine ribosomique L39 de 60S de 6kDa, idéal pour la recherche ribosomique et les études de traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RPL39 Lapin pAb
Remarques/Alias	L39; eL39; RPL39P42; RPL39_23_1806; RPL39
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6170
GeneID	6170
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-51 du RPL39 humain (NP_000991.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P62891
Poids de la Protéine	6kDa
Expédition	Sac de glace