

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P36578

Numéro d'article: CM0027633



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la RPL4 (uL4) humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Convient aux études sur les protéines ribosomiques sur des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | RPL4 Lapin pAb                                                                                                                |
| Remarques/Alias    | L4; uL4; RPL4                                                                                                                 |
| Espèce             | Humain                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)    | 6124                                                                                                                          |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de la RPL4 humaine (NP_000959.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                         |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                              |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                           |
| SWISS              | P36578                                                                                                                        |
| Poids Moléculaire  | 48kDa                                                                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                  |