


## Anticorps Polyclonal Anti-Rpl5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P46777

Numéro d'article: CM0020676



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RPL5 validé pour le Western blot, l'immunohistochimie sur paraffine et l'ELISA dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la protéine ribosomique L5/uL18.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | pAb RPL5 de lapin                                                                                                                        |
| Remarques/Synonymes | L5 ; uL18 ; MSTP030 ; PPP1R135 ; RPL5                                                                                                    |
| Espèce              | Humaine                                                                                                                                  |
| GeneID              | 6125                                                                                                                                     |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 95 de la protéine RPL5 humaine (NP_000960.2). |
| Source              | Lapin                                                                                                                                    |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                                    |
| Application         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                         |
| Réactivité croisée  | Humain, souris, rat                                                                                                                      |
| SWISS               | P46777                                                                                                                                   |
| Poids moléculaire   | 34 kDa                                                                                                                                   |
| Expédition          | Poche de glace                                                                                                                           |