


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q02878

Numéro d'article: CM0015049



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RPL6 pour WB, IF/ICC, ELISA, réactif avec l'homme, la souris et le rat. Composant de la grande sous-unité ribosomique, impliqué dans la synthèse protéique et la liaison à l'élément sensible à Tax du HTLV-I.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	L6; eL6; TXREB1; SHUJUN-2; TAXREB107; RPL6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6128
GeneID	6128
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 188-288 de la protéine RPL6 humaine (NP_000961.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02878
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace