


Anticorps Monoclonal Anti-Rpl7A Pour Wb, Elisa - P62424

Numéro d'article: CM0002991



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine RPL7A humaine (eL8, SURF3), validé pour le WB et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté aux études sur les protéines ribosomiques dans le cytoplasme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL7A mAb de lapin
Remarques/Alias	L7A; eL8; TRUP; SURF3; polypeptide PLA-X; RPL7A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6130
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-165 de la protéine RPL7A humaine (P62424).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62424
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace