

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl7A Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62424

Numéro d'article: CM0016437



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RPL7A validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la protéine ribosomique 60S L7a (eL8), un composant central de la grande sous-unité ribosomique essentielle à la synthèse protéique cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL7A Rabbit pAb
Remarques/Alias	L7A; eL8; TRUP; SURF3; RPL7A
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6130
ID du gène	6130
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-266 de la protéine RPL7A humaine (NP_000963.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62424
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac isothermique