

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl9 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P32969

Numéro d'article: CM0027551



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine ribosomique humaine L9 (RPL9), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Présente une réactivité croisée avec l'homme et la souris. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes et la synthèse protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL9 Rabbit pAb
Remarques/Alias	L9; uL6; NPC-A-16; RPL9
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	6133
Identifiant de gène	6133
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 192 de la protéine RPL9 humaine (NP_000652.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P32969
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace