


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl9 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P32969

Numéro d'article: CM0014480



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RPL9 humain (protéine ribosomique L9/uL6 de la sous-unité 60S) pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec la souris. Convient à la recherche sur les ribosomes et la synthèse des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL9 pAb de lapin
Remarques/Alias	L9; uL6; NPC-A-16; RPL9
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6133
ID du gène	6133
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-192 de RPL9 humain (NP_000652.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	P32969
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace