


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rplp0 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P05388

Numéro d'article: CM0029639



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le RPLP0 humain (UniProt P05388). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour les études d'expression des protéines ribosomales et les applications de contrôle de chargement.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | RPLP0 Lapin pAb                                                                                                            |
| Remarques/Alias    | P0; LP0; L10E; RPP0; uL10; PRLP0; RPLP0                                                                                    |
| Espèce             | Humain                                                                                                                     |
| GenelD (humain)    | 6175                                                                                                                       |
| GenelD             | 6175                                                                                                                       |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-317 du RPLP0 humain (NP_000993.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                      |
| Application        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris                                                                                                             |
| SWISS              | P05388                                                                                                                     |
| Poids Protéique    | 34kDa                                                                                                                      |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                               |