


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rplp0 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P05388

Numéro d'article: CM0012851



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RPLP0 humain (protéine ribosomique acide 60S P0). Convient pour le Western blot, l'IF/ICC, l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour les études sur les ribosomes et la synthèse des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RPLP0 Lapin pAb
Remarques/Alias	P0; LP0; L10E; RPP0; uL10; PRLP0; RPLP0
Espèce	Humain
ID de Gène	6175
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-317 du RPLP0 humain (NP_000993.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P05388
Poids Moléculaire	34kDa
Expédition	Sac de glace