


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rplp1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P05386

Numéro d'article: CM0027420



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine P1 de la grande sous-unité ribosomique (RPLP1). Validé pour le Western blot (WB), l'immunofluorescence (IF/ICC) et l'ELISA. Adapté aux échantillons humains, murins, de rat et de poisson zèbre.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPLP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	P1 ; LP1 ; RPP1 ; RPLP1
Espèce	Humain
GeneID	6176
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-114 de la protéine RPLP1 humaine (NP_000994.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Poisson zèbre
SWISS	P05386
Poids moléculaire de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace