


Anticorps Polyclonal Anti-Rplp2 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05387

Numéro d'article: CM0030622



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine ribosomique acide 60S P2 humaine (RPLP2). Validé pour les applications IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la synthèse protéique et les ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPLP2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	P2, LP2, RPP2, D11S2243E, RPLP2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	6181
GenelD	6181
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-115 de la protéine RPLP2 humaine (NP_000995.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05387
Poids moléculaire de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace