


Anticorps Polyclonal Anti-Rpn1 Pour Wb, Elisa - P04843

Numéro d'article: CM0027459



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine RPN1 (ribophorine I), une sous-unité du complexe oligosaccharyltransferase essentielle pour la N-glycosylation des protéines. Convient pour le WB et l'ELISA, réagit de manière croisée avec les protéines humaine et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPN1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	OST1; RBPH1; RPN1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6184
Identifiant du gène	6184
Immunogène	Protéine recombinante / protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-280 de la protéine humaine RPN1 (NP_002941.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P04843
Poids moléculaire de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace