

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpn1 Pour Wb, Elisa - P04843

Numéro d'article: CM0019892



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la RPN1 humaine (ribophorine I), une sous-unité du complexe oligosaccharyltransférase, validé pour le Western blot et l'ELISA avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la N-glycosylation et de la biologie du réticulum endoplasmique (RE).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-RPN1
Remarques/Alias	RPN1 ; OST1 ; RBPH1 ; ribophorine I
Espèce	Humain
ID de gène	6184
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-350 de la RPN1 humaine (NP_002941.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04843
Poids de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace