

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpn1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04843

Numéro d'article: CM0015071



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le RPN1 humain (Ribophorine I), une sous-unité du complexe OST de 69 kDa. Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit croisé avec la souris et le rat. Convient pour les études sur la N-glycosylation et le réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPN1 Lapin pAb
Remarques/Alias	OST1; RBPH1; RPN1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6184
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-280 du RPN1 humain (NP_002941.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04843
Poids moléculaire	69kDa
Expédition	Sac de glace