


Anticorps Polyclonal Anti-Rpn2 Pour Wb, Elisa - P04844

Numéro d'article: CM0029265



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RPN2 humain (ribophorine II), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la N-glycosylation et du traitement des protéins associé au réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPN2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SWP1, RPNII, RIBIIR, RPN-II, RPN2
Espèce	Humain
GeneID	6185
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 360-540 du RPN2 humain (NP_002942.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04844
Poids Protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace