

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpp25 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bul9

Numéro d'article: CM0029737



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RPP25 humain, une sous-unité de la ribonucléase P/MRP impliquée dans le traitement des tARN et rARN. Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée humaine et souris. Idéal pour la recherche sur les protéines nucléolaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RPP25 Lapin pAb
Remarques/Alias	RPP25
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54913
GeneID	54913
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-199 du RPP25 humain (NP_060263.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BUL9
Poids Moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace