

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpp25L Pour Wb, Elisa - Q8N5L8

Numéro d'article: CM0025320

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine RPP25L (C9orf23), une sous-unité putative de la RNase P/MRP. Validé pour le Western Blot et l'ELISA, présente une réactivité croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur le noyau/le traitement de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-RPP25L
Remarques/Alias	C9orf23 ; bA296L22.5 ; RPP25L
Espèce	Humain
GeneID (humain)	138716
GeneID	138716
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-163 de la protéine humaine RPP25L (NP_680544.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q8N5L8
Poids Moléculaire Protéique	18 kDa
Expédition	Sac de glace