

Anti-Rpp30 Pab De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P78346

Numéro d'article: CM0024846



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la RPP30 humaine (sous-unité p30 de la RNase P), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour l'étude du traitement des ARNt et des ARNr.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPP30 pAb de lapin
Remarques/Alias	TSG15 ; RPP30
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10556
GeneID	10556
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-268 de la RPP30 humaine (NP_006404.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78346
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace