

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpp38 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P78345

Numéro d'article: CM0023220



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine RPP38 humaine, validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Idéal pour l'étude des complexes ribonucléase P/MRP, du traitement des ARNt et ARNr, et de la biologie nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPP38 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RPP38
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10557
Identifiant du gène	10557
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-110 de la protéine RPP38 humaine (NP_892117.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P78345
Poids protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace