


Anticorps Polyclonal Anti-Rpp40 Pour Wb, Elisa - 075818

Numéro d'article: CM0019835



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine RPP40 (sous-unité p40 de la RNase P). Validé pour le WB et l'ELISA, avec réactivité croisée contre la souris et le rat. Adapté aux études sur le traitement des ARNt et le nucléole.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPP40 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RNASEP1; bA428J1.3; RPP40
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10799
GeneID	10799
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-210 de la protéine humaine RPP40 (NP_001273061)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75818
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace