


Anticorps Polyclonal Anti-Rprd1A Pour Wb, Elisa - Q96P16

Numéro d'article: CM0023932



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine RPRD1A humaine, adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Utile pour l'étude de la régulation de la transcription et du contrôle du cycle cellulaire. Poids moléculaire ~36 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPRD1A Rabbit pAb
Remarques / Alias	P15RS; HsT3101; RPRD1A
Espèce	Humaine
Identifiant de gène (humain)	55197
Identifiant de gène	55197
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96P16
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sachet de glace