

Anticorps Polyclonal Anti-Rprd1B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqg5

Numéro d'article: CM0018554



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant RPRD1B (CREPT, Kub5-Hera), adapté à la WB, l'IHC-P et l'ELISA, avec une réactivité chez l'humain, la souris et le rat. Impliqué dans la régulation transcriptionnelle et la tumorigenèse, il est idéal pour la recherche en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPRD1B Rabbit pAb
Remarques/Alias	K-H ; CREPT ; NET60 ; C20orf77 ; Kub5-Hera ; dj1057B20.2 ; RPRD1B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	58490
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80 à 326 de la rprd1b humaine (Q9NQG5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NQG5
Poids moléculaire	37 kDa
Expédition	Sac réfrigérant