


Anticorps Polyclonal Anti-Rps10 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46783

Numéro d'article: CM0029290



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-RPS10 détecte la protéine ribosomique 40S S10, un composant de la petite sous-unité. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté pour les études sur les ribosomes et l'anémie de Diamond-Blackfan.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS10 Rabbit pAb
Remarques / Alias	S10; DBA9; eS10; RPS10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6204
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-165 de la RPS10 humaine (NP_001190174.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46783
Poids de la protéine	19kDa
Expédition	Sac de glace