

Anticorps Polyclonal Anti-Rps10 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P46783

Numéro d'article: CM0025862



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine RPS10 humaine (protéine ribosomique 40S S10) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur la fonction des ribosomes, la traduction et la recherche sur l'anémie de Diamond-Blackfan.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS10 Lapin pAb
Remarques/Alias	S10; DBA9; eS10; RPS10
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6204
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-165 de la RPS10 humaine (NP_001190174.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46783
Poids de la protéine	19kDa
Expédition	Sac de glace