


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rps12 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P25398

Numéro d'article: CM0026669



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RPS12 validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Il reconnaît la protéine ribosomale 40S S12 (eS12), un composant clé de la petite sous-unité ribosomale impliquée dans la biogenèse des ribosomes et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS12 pAb de lapin
Remarques/Alias	S12; eS12; RPS12
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6206
GeneID	6206
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-132 de la protéine RPS12 humaine (NP_001007.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25398
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace