


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rps13 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62277

Numéro d'article: CM0017451



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine RPS13 humaine (protéine ribosomique S13, uS15). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur la biogenèse des ribosomes et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS13 Lapin pAb
Remarques/Alias	S13; uS15; RPS13
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6207
GenelD	6207
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 79-151 de la RPS13 humaine (NP_001008.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62277
Poids Moléculaire	17kDa
Expédition	Sac de glace