

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rps14 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62263

Numéro d'article: CM0025650



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine RPS14 humaine (protéine ribosomique 40S S14), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la biogenèse des ribosomes et le nucléole.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS14 Lapin pAb
Remarques/Alias	S14; EMTB; uS11; RPS14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6208
GeneID	6208
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-151 de la protéine RPS14 humaine (NP_005608.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62263
Poids moléculaire	16kDa
Expédition	Sac de glace