


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rps17 Pour Wb, Elisa - P08708

Numéro d'article: CM0024343



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RPS17 pour WB et ELISA, validé chez l'humain, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Reconnaît la protéine ribosomique 40S S17, une composante de la petite sous-unité ribosomique impliquée dans la biogenèse des ribosomes et l'anémie de Diamond-Blackfan.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin RPS17
Remarques/Alias	S17 ; DBA4 ; eS17 ; RPS17L ; RPS17L1 ; RPS17L2 ; RPS17
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6218
GeneID	6218
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de la protéine RPS17 humaine (NP_001012.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P08708
Poids moléculaire protéique	16 kDa
Expédition	Sac de glace