

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rps17 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08708

Numéro d'article: CM0022231



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RPS17, une protéine ribosomique 40S. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur humain, souris, rat. Idéal pour la recherche sur les ribosomes et la synthèse des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RPS17 Lapin pAb
Remarques/Alias	S17; DBA4; eS17; RPS17L; RPS17L1; RPS17L2; RPS17
Espèce	Humain
GeneID	6218
Immunogène	Peptide Synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de RPS17 humain (NP_001012.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08708
Poids Protéique	16kDa
Expédition	Sac de glace